

2019/3/31まで!

gBlocks® Gene Fragments

15%off キャンペーン

プロモコードの入力で、期間中gBlocks Gene Fragmentsが15%offでご購入頂けます!

gBlocks Gene Fragmentsは、直鎖状二本鎖DNAフラグメントを合成する人工遺伝子合成サービスです。納品後にin-fusion(タカラバイオ)クローニングなどで、簡単に任意のプラスミドに導入できます。安価に購入でき、最短で1週間でお手元に届きます。

合成が難しい配列でも追加費用は掛かりません。どの配列によって合成が難しくなるか、ウェブサイトからご注文頂ければ一目で分かり、またその場で修正することも可能です。合成の進捗もウェブサイトでご自身で確認できるため、実験計画も立てやすくなります。

昨年より3kbまで合成出来るようになり、ますます便利になりました。この機会にぜひgBlocks Gene Fragmentsをお使いください。

benefits

- 125 ~ 3,000 bpまで合成できます。
- 合成の進捗はウェブサイトから簡単にご確認いただけます。
- 最短で1週間でお手元に届きます。(~500bp、合成困難性なしの場合)
- 簡単にクローニング出来ます。
- 安価に購入でき、追加費用も一切掛かりません。

Discover more at
sg.idtdna.com/jp/site

gBlocks® Gene Fragments


*キャンペーン価格適用には、プロモコードが必要です。

合成塩基長	価格	キャンペーン価格	納期
125~500 bp	¥11,000	¥9,350	5営業日~
501~750 bp	¥15,000	¥12,750	5営業日~
751~1000 bp	¥18,000	¥15,300	6営業日~
1001~1250 bp	¥31,000	-	8営業日~
1251~1500 bp	¥38,000	-	8営業日~
1501~1750 bp	¥45,000	-	8営業日~
1751~2000 bp	¥52,000	-	8営業日~
2001~2250 bp	¥59,000	-	13営業日~
2251~2500 bp	¥64,000	-	13営業日~
2501~2750 bp	¥69,000	-	13営業日~
2751~3000 bp	¥74,000	-	13営業日~

sg.idtdna.com/jp/site



genes and gene fragments


gBlocks® Gene Fragments のクローニングには In-Fusion® をお使いください。 

In-Fusion®が、「クローニングベクターの両末端と挿入フラグメントの両末端に、相同な15塩基の配列があれば融合してクローニングできる」ため、制限酵素処理を行わず、下図の通りベクターの線状化がPCRで行えます。

① gBlocks® Gene Fragmentsと線状化ベクターの準備

② 5×In-Fusion® HD Enzyme Premix & dH₂Oにベクターと目的遺伝子を加えてIn-Fusion®反応

③ そのまま形質転換へ！



*ご注文の際は代理店様にご依頼ください。

gBlocks Gene Fragments はリアルタイムで合成状況がわかります。

ウェブサイトから発送までの合成状況をリアルタイムで確認できます。

Reference #	Item Name	Ordered	In Manufacturing	In QC	In Shipping	Est. Ship Date	Ship Date	Documents
123456780	33310	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	<div style="width: 80%; height: 10px; background-color: gray;"></div>	<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: gray;"></div>	<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: gray;"></div>	2/28/2017	--	FASTA
123456781	33311	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	<div style="width: 70%; height: 10px; background-color: gray;"></div>	<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: gray;"></div>	<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: gray;"></div>	2/27/2017	--	FASTA
123456782	33312	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	<div style="width: 60%; height: 10px; background-color: gray;"></div>	<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: gray;"></div>	<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: gray;"></div>	2/27/2017	--	FASTA

Promo Code

ご注文時に！

gBlocks15

Apply

Shopping Cart ページにて [Promo Code] 欄に、プロモコードをご入力ください。入力後、[Apply] をクリック頂ければ、割引が適用されます。

※必ず半角英数でご入力ください。

※本プロモコードは期間中何度でもご利用いただけます。

※プロモコードは一度に一種しかご入力頂けません。

他のプロモコードを使用したい場合は、別々にご注文ください。

 http://sg.idtdna.com/jp/site/How_to_order_gBlocks.html

新規登録 & ログイン

web からご注文

確認書送付・合成開始

ご注文の流れ

Web から

<http://sg.idtdna.com/jp/site> もしくは [IDT DNA] で検索し IDT の HP へ。その後、[新規のご登録はこちら] をクリックして下さい。

新規登録

エクセルに必要事項を入力し、[新規登録] ボタンよりメールに添付してお送り下さい。

ログインして注文

登録頂いたアドレス宛に ID とパスワードをお送りしますので、IDT ウェブサイトにログインし注文して下さい。



納品

弊社で行う事

代理店

お問い合わせ先

2018.9

INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES 株式会社

<http://sg.idtdna.com/jp/site>

IDT プライマー 検索

japan-cc@idtdna.com

〒108-0073 東京都港区三田一丁目4番28号 三田国際ビル24階

TEL 03-6865-1217 FAX 03-6865-1218

※本製品は研究用試薬です。それ以外の目的では使用できません。※価格は全て税別です。