

Buffers, Ladder markers, ReadyMade Primers

Buffers


製品名	10 × 2 mL	300 mL	1 L	4 × 1 L
IDTE pH 7.5 or 8.0	¥3,000	¥3,000	¥4,800	¥15,200
Duplex Buffer	¥3,000	¥3,000	¥4,800	¥15,200
Nuclease-Free Water	¥3,000	¥3,000	¥4,500	¥14,400



Ladder markers

製品名	価格
10/60 Ladder (10,15,20,25,30,40,50,60 base marker oligos)	¥12,000
20/100 Ladder (20,30,40,50,60,70,80,90,100 base marker oligos)	¥12,000

- ・各マーカーオリゴは、バランスの取れた塩基を含有しており精製されたものです。
- ・チューブあたり各オリゴが10 µgずつ含まれています。
- ・10 basesのマーカーは、色素結合が弱く、他のバンドと比べてバンドが薄くなることがあります。



ReadyMade Primers

納品量：10 µg

価格：各 ¥1,600

※ ¥3,000未満のご注文には送料・手数料がかかります。詳しくはp.83をご参照ください。

製品名	配列	製品名	配列
16S rRNA For	AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG	Neomycin Rev	AGG TGA GAT GAC AGG AGA TC
16S rRNA Rev	ACG GCT ACC TTG TTA CGA CTT	Oligo dT, 15 mer	TTT TTT TTT TTT TTT
3' RACE PCR	GGC CAC GCG TCG ACT AGT AC	Oligo dT, 16 mer	TTT TTT TTT TTT TTT T
Anchored Oligo dT (20)	TTT TTT TTT TTT TTT TTT TV	Oligo dT, 18 mer	TTT TTT TTT TTT TTT TTT
Anchored Oligo dT (22)	TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTV N	Oligo dT, 20 mer	TTT TTT TTT TTT TTT TTT TT
BGH Reverse	TAG AAG GCA CAG TCG AGG	Oligo dT, 20 mer w/ 5' Phos	/5Phos/TTT TTT TTT TTT TTT TTT TT
Bluescript KS	TCG AGG TCG ACG GTA TC	PCMV Forward	CGC AAA TGG GCG GTA GGC GTG
Bluescript SK	CGC TCT AGA ACT AGT GGA TC	pET 3'	CTA GTT ATT GCT CAG CGG
cDNA Cloning Primer	GGC CAC GCG TCG ACT AGT ACT TTT TTT TTT TTT TTT TV	pET 5' (T7)	TAA TAC GAC TCA CTA TAG G
EGFP-C	CAT GGT CCT GCT GGA GTT CGT G	pET Upstream	ATG CGT CCG GCG TAG A
EGFP-N	CGT CGC CGT CCA GCT CGA CCA G	pGEX 3'	CCG GGA GCT GCA TGT GTC AGA GG
G3PDH For	ACC ACA GTC CAT GCC ATC AC	pGEX 5' (T7)	GGG CTG GCA AGC CAC GTT TGG TG
G3PDH Rev	TCC ACC ACC CTG TTG CTG TA	Random Hexamer	NNN NNN
M13 Forward (-20)	GTA AAA CGA CGG CCA GT	Random Hexamer w/ Biotin	/5Bio/NNN NNN
M13 Forward (-41)	CGC CAG GGT TTT CCC AGT CAC GAC	SP6 Promoter	TAC GAT TTA GGT GAC ACT ATA G
M13 Reverse (-27)	CAG GAA ACA GCT ATG AC	SP6 Upstream	ATT TAG GTG ACA CTA TAG
M13 Reverse (-48)	AGC GGA TAA CAA TTT CAC ACA GG	T3 Promoter	AAT TAA CCC TCA CTA AAG GG
Neomycin For	CTT GGG TGG AGA GGC TAT TC	T7 Promoter	TAA TAC GAC TCA CTA TAG GG
		T7 Terminator	GCT AGT TAT TGC TCA GCG G

注文方法

oligo@mbl.co.jpまでメールにて下記の情報をお送りください。

- ・お客様情報 (名前 (ふりがな)、メールアドレス、所属先、所属先住所 (ふりがな)、電話番号)
- ・代理店様情報 (代理店名、担当者名)
- ・納品方法 (直送もしくは代理店納品)
- ・製品名